

Product details

informasi seprai pakai untuk klinik

- 1) Bahan: non woven,PP.SMS.mikro
- 2) Berat Gram: 15-100gsm
- 3) Warna: Putih, biru, kuning, hijau atau dll
- 4) Ukuran: 200cm * 120cm / 200cm * 90cm / 180cm * 120cm / 180cm * 90cm / 90 * 60cm , Atau sebagai kebutuhan Anda
- 5) Style: elastis di kedua ujung, atau elastis di empat sudut

Packing dari PP lembar sekali pakai tidur medis


S
b
a
a
h
J
e
p
a
e
k
i
h
g
k
e
r
t
a
s
k
a
n
t
o
n
g
p
l
a
s
t
i
k
,
5
p
c
s
/
C
t
n

Catatan: semua bisa menjadi istimiwa di sisi me wad i s e s u a i k a n s e s u a i d e n g a n k e b u t u h a n A n d a y a n g s e b e n a r n y a

SKebijakan yang cukup lembar medis untuk tidur

- 1) Sampel sesuai dengan gambar desain Anda. waktu sampling: 3-5days.
- 2) Existing waktu Sampel Sampling: 1 hari
- 3) Membuat produksi massal setelah konfirmasi Anda sampel.
- 4) Sampel gratis.

Product display



The regular shipment way



The happy time with customers



FAQ

Q: 1. Apa kapasitas output Anda untuk rentang utama Anda dari produk?

A: Wajah kapasitas mask: 1000,000 buah / hari.

Coverall, gaun bedah, jas lab, tidur lembar kapasitas: 10.000 lembar / hari.

Caps kapasitas: 200.000 buah / hari. Setiap 1 * 40HQ dapat selesai dalam waktu 1 minggu.

Q: 2. Wtopi adalah MOQ Anda setiap produk?

A: Masker wajah / topi / sepatu mencakup / lengan lengan masing-masing MOQ: 50.000 buah.

Pakaian dan lembar MOQ: 5000 potong