

Semua penutup booting terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang superior:

- bahan Non-linting yang halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Berbagai Gaya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda Anda

Kain Material

Microporous.

Gaya

Dengan elastis di pergelangan kaki

Dimensi S. Ize

40 * 50 cm dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan Anda

kain w delapan

50-60g., c Ould menjadi Sebagai permintaan Anda

Warna

warna putih

Sertifikat

ISO13485, FDA, CE.

MOQ:

10000. pcs.

Desain pengepakan

dapat seperti desain Anda

Packing

100 pcs / bag, 1000 pcs / karton, atau sebagai kebutuhan anda

Kemampuan

60.000. pcs per hari

Waktu pengiriman

7-30 hari

Aplikasi

Laboratorium, klinik, Industri makanan, Lokakarya bebas debu,RSUD

Gambar produsen medis penutup boot sekali pakai







