

## **masker sekali pakai untuk lukisan, isolasi masker untuk bedah, perawat tanaman masker wajah**

### **Parameter masker untuk lukisan**

- 1) Bahan: PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
- 2) Warna: Putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam
- 3) Ear Loop: dasi atau lingkaran telinga elastis
- 4) Ukuran: 17,5 \* 9,5 cm untuk dewasa;  
14,5 \* 9,5 untuk anak-anak;  
12,5 \* 7.5cm untuk bayi
- 5) Hidung bar: plastik atau logam, fleksibel, pas tetap
- 6) BFE 95%, BFE 99%

### **Aplikasi masker untuk lukisan**

- 1) Banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bebas debu bengkel, pabrik makanan, untuk mencegah debu kehidupan sehari-hari;
- 2) Untuk rumah sakit, klinik, dokter dan pasien untuk mencegah virus, cairan tubuh dan konten percikan darah.

### **Kemasan dari masker untuk bedah**

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
17,5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Pcs
17,5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs
Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya			

### **Penyimpanan masker untuk bedah**

- 1) Produk akan mempertahankan sifat-sifatnya ketika disimpan di tempat yang kering pada suhu antara 10 ° dan 30 ° C.

2) Tidak terkena sinar matahari langsung.

**Gambar dari perawat masker**

