

Deskripsi Produk

Disposable 3 Layers Non Woven Anti Virus Ear Loop Protection Pemasok Masker Wajah Filtrasi Tinggi

Terbuat dari 3 lapis, lapisan dalam dan luar PP non woven, lapisan tengah kertas saring standar tinggi 99. Dengan model Ear-loop.

Keuntungan

1. langsung produsen, ISO CE FDA bersertifikat masker wajah bedah sekali pakai 3ply non woven, warna apa pun.
2. ISO, CE, FDA, BFE > 99%, standar tipe II / Tipe IIR.
3. Kapasitas: 1000.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;
4. Bebas longgar, napas mudah, ramah lingkungan, desain kemasan OEM, layanan dalam 24 jam.
5. Ramah kulit, Hypoallergenic, Nyaman, Bernapas tinggi, bebas fiberglass, bebas lateks

Spesifikasi

| | |
|-------------------------|--|
| Bahan | 3ply, PP non woven 25g + filter 25g + pp non wovn 25g |
| Fitur | Ramah kulit, Hypoallergenic, Nyaman, Bernapas tinggi, bebas fiberglass, bebas lateks |
| Gaya | Ear-loop elastis (bebas lateks) |
| Ukuran | 17.5x9.5cm (adult) |
| Warna | putih, hijau, biru, merah muda, kuning, merah muda, oranye, ungu, merah, hijau apel, hitam, (semua warna dapat tersedia) |
| pengepakan | Non-steril: 50 pcs / kotak, 2000pcs / ctn atau 1000 pcs / ctn |
| desain kemasan | Semua kotak dalam dan pencetakan karton bisa sesuai desain Anda |
| ukuran karton | 52x38x30cm |
| Aplikasi | tenaga medis klinis rumah sakit dan pasien. bengkel bebas debu`` laboratorium, industri makanan, manufaktur elektronik dan sebagainya |
| MOQ | 10.000 PCS |
| Sampel | Dapat diberikan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu satu minggu |
| Jangka waktu pembayaran | T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW |
| Waktu pengiriman | 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 7-10 hari. Sesuai kuantitas Anda (2 juta pcs per hari) |
| Pelabuhan FOB | Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou |

Pengemasan & Pengiriman

Non steril: 50 pcs / box, 40 box / ctn atau 20 box / ctn

pelayanan kami

1. Menyediakan produk dengan kualitas terbaik

Tim QC profesional secara ketat mengontrol setiap langkah produksi hingga pemuatan.

2. Waktu pengiriman tercepat

Jika mendesak, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam 5-7 hari!

Biasanya, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari!

Musim sibuk, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam 25-30 hari!

3. Harga paling masuk akal

Berinvestasi secara terus-menerus dalam meningkatkan pekerja terampil, produk, dan proses kami untuk meminimalkan biaya setiap langkah!

4. Layanan yang manis dan cepat

Pekerja kami akan selalu dengan sabar memberikan tanggapan atas pertanyaan Anda

dalam 5-10 menit.

5. Kami juga dapat membantu mencari produk yang terhubung.

Selain semua jenis produk medis sekali pakai, kami juga dapat membantu Anda mencari produk terkait sesuai permintaan Anda!

informasi perusahaan

Wuhan Orient Honest Medical Products Co, ltd ("Orient Honest") adalah pengembangan produk global dan perusahaan manufaktur langsung yang mengkhususkan diri dalam inovasi dan perlengkapan medis dan pelindung yang hemat biaya. Orient Honest telah memperluas lini produk kami yang luas seperti semua jenis baju pelindung sekali pakai, gaun bedah, jas lab, masker wajah, seprai, topi bedah, penutup sepatu, lengan baju, jas hujan, celemek, kain kasa, gulungan kapas dan sebagainya di.

Orient Honest adalah perusahaan yang berkembang pesat, kepuasan pelanggan selalu menjadi misi dan tujuan kami. Komitmen kami untuk terus meningkatkan proses manufaktur kami, meningkatkan kinerja produk dan mengembangkan produk hemat biaya baru untuk memenuhi permintaan berbagai pelanggan dan pasar. Semua produk kami memenuhi standar kualitas internasional, seperti ISO13485, CE, FDA.

Barang-barang kami sudah diekspor ke Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, dan sebagainya.