

**Semua boot cover.** terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:

- Bahan non-linting halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Berbagai gaya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang berbeda

<b><u>Kain Material</u></b>	pe
<b>Gaya</b>	Dengan elastis
<b>Dimensi S. Ize</b>	36 * 55 cm dapat disesuaikan sesuai permintaan Anda
<b>Warna</b>	Warna biru
<b>Sertifikat</b>	ISO13485, FDA, CE.
<b>MOQ:</b>	10000. pcs.
<b>Desain pengepakan</b>	dapat seperti desain Anda
<b>Packing</b>	100 pcs / bag, 1000 pcs / karton, atau sebagai kebutuhan anda
<b>Kemampuan</b>	60.000. pcs per hari
<b>Waktu pengiriman</b>	7-30 hari
<b>Aplikasi</b>	Laboratorium, klinik, Industri makanan, Lokakarya bebas debu

**Gambar dpenutup boot panjang yang panjang tahan air**







55cm



36CM