

Indikasi dari Penutup sepatu sekali pakai:

Untuk rumah sakit klinis medis dan pasien, toko kerja bebas debu, pabrik makanan.

Sedang mengemas dari Penutup sepatu sekali pakai:

100 pcs/ tas, 2000pcs/ ctn. Ukuran karton: 36*29*54cm., 1*40Container dapat memuat 240.0000 pcs.

Nama	penutup sepatu
Bahan	Pp, pp+pe, cpe
Gaya	Jahit, mesin otomatis dibuat
Ukuran	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm... ..
Warna	Warna putih, biru, hijau, merah dapat tersedia.
sedang mengemas	100 pcs/tas, 2000pcs/ctn
Desain Pengemasan	Semua kotak dalam dan pencetakan karton bisa menjadi desain Anda
Moq	50000 PC
Sampel	Dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu 3 hari
Cara pembayaran	T/t, paypal, western union, l/c, d/a, d/p, escrow,
Waktu pengiriman	Kapasitas: 600.000 pcs/hari, 1*40HQ dapat selesai dalam 30 hari;
Port fob	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou





