

Semua penutup boot terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:

- Bahan non-serabut halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernapas tetap dingin, bahkan selama kasus yang lama
- Berbagai Gaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda yang berbeda

Kain Bahan	PP bukan tenunan
Gaya	Dengan elastis di pergelangan kaki
Dimensi size	40 * 50 cm dapat disesuaikan sesuai permintaan Anda
Kain wdelapan	20-60g, could menjadi sesuai permintaanmu
Warna	Warna biru
Sertifikat	ISO13485, FDA
MOQ:	10000 pcs
Desain kemasan	bisa menjadi desain Anda
Pengepakan	100 pcs / tas, 1000 pcs / karton, atau sebagai kebutuhan anda
Kemampuan	60.000pcs per hari
Waktu pengiriman	7-30 hari
Aplikasi	laboratorium, klinik, industri makanan, bengkel bebas debu,Rumah Sakit

Gambar Pabrik medis penutup boot non woven sekali pakai





