

## **properti dari Pemanasan Nonwovenselimut>**

**all Penutup kursi terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan unggul:**

1. Ukuran: Ukuran biasanya: 110\*190cm
2. terbuat dari non anyaman, lembut dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan Pemanasan, mudah menggunakan.
4. Great Water penolak, ramah kulit dan nyaman.

## **spesifikasi dari Pemanasan Nonwovenselimut>**

Nama

Pemanasan Nonwovenselimut

material

Nonwoven +Polyester

style

Lembaran datar

ukuran

110\*190cm

warna

Biru, putih

packing

1 PC/tas terkompresi, 25 set/karton , bisa disesuaikan

Carton Box

Semua tas dalam dan pencetakan karton bisa menjadi desain Anda

ukuran karton

28\*22\*33 cm

Aplikasi

Untuk rumah sakit, klinik

moq

2 000 PC

sampel

dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam 3 hari kerja

cara pembayaran

t/t, paypal, l/c

waktu pengiriman

Dalam 20-25 hari

port fob

wuhan/shanghai/ningbo/guangzhou

>

>

**[gambar dari Pemanasan Nonwovenselimut](#)**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL







orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



