

pengantar

1. Sampel dan kustomisasi tersedia.
2. Profesional QC untuk mengontrol kualitas produk. Semua produk sesuai dengan standar kualitas internasional seperti CE, ISO13485, FDA.
3. Memiliki pengalaman yang cukup dan memperoleh reputasi tinggi dari para pelanggan kami di seluruh dunia. Seperti Amerika, Amerika Selatan, Eropa, Asia Tenggara, [Timur Tengah](#).
4. Pembayaran cepat, pengiriman yang cepat dan harga yang kompetitif.
5. Stabil kualitas dan layanan purna jual terbaik.
6. Layanan oem tersedia.

Layanan dan keunggulan kami

- 1) [Pabrik](#) dengan sejarah 12 tahun, memiliki keuntungan besar dalam harga dan teknologi;
- 2) Daya produksi yang kuat, 1 * 40HQ dapat selesai dalam waktu 15 hari;
- 3) Tim penjualan yang menjanjikan: layanan satu atap dalam 24 jam;
- 4) asuransi berkualitas tinggi: ISO9001, ISO13485, CE sertifikat, FDA Terdaftar;
- 5) Sampel dapat diberikan secara gratis.

Nama	Sekali pakai sabar celana pendek kolonoskopi produsen Cina
Bahan	SMS 40g, bisa menjadi 35-55g
Warna	Panas di Biru atau gelap biru
Ukuran	L, XL di pendek gaya
Pak	10pc / sederhana poli tas, 10 tas / karton, ctn ukuran 40x28x30cm

MOQ 10000pcs

Pengiriman tanggal: sekitar 30 hari, naik untuk permintaan kuantitas

Foto celana pendek kolonoskopi pasien sekali pakai

