

Sekali pakai polypropylene membawa lembar untuk diolah dan reposisi pasien

Fitur Disposable membawa lembar

- 1) pakai pasien yang membawa lembar dirancang khusus dari non-anyaman, anti air bahan polypropylene.
- 2) it's sangat kuat dengan berat maksimum 400kg.
- 3) setiap lembar untuk membuat berputar, reposisi dan transfer pasien sangat mudah dengan 6 pegangan pada setiap sisi.

The spesifikasi untuk polypropylene membawa lembar

Bahan	polypropylene
Warna	biru
Gaya	Ultrasonik panas penyegel, dengan lubang di sisi panjang
Ukuran	195 cm * 85 cm (dapat dibuat sesuai permintaan klien)
Aplikasi	Rumah sakit, darurat Pusat, klinik
MOQ	5.000 Pcs
Harga	NEGOTIABLE
Syarat-syarat pembayaran	T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, ESCROW, Paypal
Kemampuan Supply	10, 000pcs/hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat diselesaikan dalam 15 hari
Waktu pengiriman	Menurut kuantitas, biasanya 30days setelah penyimpanan
Rincian Kemasan	Steril: 1 Pcs/kertas kantong plastik, 50 Pcs/Ctn Bebas-mensterilkan: 1 Pcs/tas, 50 Pcs/ctn Atau sebagai kebutuhan Anda

Gambar sekali pakai polypropylene membawa lembar



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

