

Semua Gaun bedah terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:

- Bahan non-serabut halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernapas tetap dingin, bahkan selama kasus yang lama
- Berbagai Gaya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang berbeda

Kain Bahan	Materi SMS
Gaya	Dengan dasi di kerah dan pinggang, manset rajutan
Dimensi size	X-3XL
Kain wdelapan	30-60g, could menjadi sesuai permintaanmu
Warna	Warna biru
Sertifikat	ISO13485, FDA
MOQ:	10000 pcs
Desain kemasan	bisa menjadi desain Anda
Pengepakan	1 pc / kantong kertas plastik, 50 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan anda
Kemampuan	60.000pcs per hari
Waktu pengiriman	7-30 hari
Aplikasi	laboratorium, klinik, industri makanan, dubengkel bebas st,Rumah Sakit

[Gambar Gaun bedah sekali pakai dengan manset rajutan produsen medis](#)





Tie on neck



Tie on belly



Tie on waist



Knitted cuff