

## Deskripsi Produk

Disposable 3 Layers Non Woven Anti Virus Ear Loop Protection Pemasok Masker Wajah Filtrasi Tinggi

Terbuat dari 3 lapis, lapisan dalam dan luar PP non woven, lapisan tengah kertas saring standar tinggi 99. Dengan model Ear-loop.

## Keuntungan

1. langsung produsen, ISO CE FDA bersertifikat masker wajah bedah sekali pakai 3ply non woven, warna apa pun.
2. **ISO, CE, FDA, BFE > 99%, tipe II / Tipe IIR** standar.
3. Kapasitas: 1000.000 pcs / hari, 1 \* 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;
4. Bebas longgar, napas mudah, ramah lingkungan, desain kemasan OEM, layanan dalam 24 jam.
5. Ramah kulit, Hypoallergenic, Nyaman, Bernapas tinggi, bebas fiberglass, bebas lateks

## Spesifikasi

Bahan	3ply, PP non woven 25g + filter 25g + pp non wovn 25g
Fitur	Ramah kulit, Hypoallergenic, Nyaman, Bernapas tinggi, bebas fiberglass, bebas lateks
Gaya	Ear-loop elastis (bebas lateks)
Ukuran	17.5x9.5cm (dewasa)
Warna	putih, hijau, biru, merah muda, kuning, merah muda, oranye, ungu, merah, hijau apel, hitam, (semua warna dapat tersedia)
pengepakan	Non-steril: 50 pcs / kotak, 2000pcs / ctn atau 1000 pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dalam dan pencetakan karton bisa sesuai desain Anda
ukuran karton	52x38x30cm
Aplikasi	tenaga medis klinis rumah sakit dan pasien. bengkel bebas debu` laboratorium, industri makanan, manufaktur elektronik dan sebagainya
MOQ	10000 PCS
Sampel	Dapat diberikan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu satu minggu
Jangka waktu pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Waktu pengiriman	1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 7-10 hari. Sesuai kuantitas Anda (2 juta pcs per hari)
Pelabuhan FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

## Pengemasan & Pengiriman

Non steril: 50 pcs / box, 40 box / ctn atau 20 box / ctn

## **pelayanan kami**

### **1. Menyediakan produk dengan kualitas terbaik**

Tim QC profesional secara ketat mengontrol setiap langkah produksi hingga pemuatan.

### **2. Waktu pengiriman tercepat**

Jika mendesak, 1 \* 40HQ dapat diselesaikan dalam 5-7 hari!

Biasanya, 1 \* 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari!

Musim sibuk, 1 \* 40HQ dapat diselesaikan dalam 25-30 hari!

### **3. Harga paling masuk akal**

Berinvestasi secara terus-menerus dalam meningkatkan pekerja terampil, produk, dan proses kami untuk meminimalkan biaya setiap langkah!

### **4. Layanan yang manis dan cepat**

Pekerja kami akan selalu dengan sabar memberikan tanggapan atas pertanyaan Anda dalam 5-10 menit.

### **5. Kami juga dapat membantu mencari produk yang terhubung.**

Selain semua jenis produk medis sekali pakai, kami juga dapat membantu Anda mencari produk terkait sesuai permintaan Anda!

## **informasi perusahaan**

Wuhan Orient Honest Medical Products Co, ltd ("Orient Honest") adalah pengembangan produk global dan perusahaan manufaktur langsung yang mengkhususkan diri dalam inovasi dan perlengkapan medis dan pelindung yang hemat biaya. Orient Honest telah memperluas lini produk kami yang luas seperti semua jenis **baju pelindung sekali pakai, gaun bedah, jas lab, masker wajah, sprei, topi bedah, penutup sepatu, lengan baju, jas hujan, celemek, penyeka kasa, gulungan kapas** dan seterusnya.

Orient Honest adalah perusahaan yang berkembang pesat, kepuasan pelanggan selalu menjadi misi dan tujuan kami. Komitmen kami untuk terus meningkatkan proses manufaktur kami, meningkatkan kinerja produk dan mengembangkan produk hemat biaya baru untuk memenuhi permintaan berbagai pelanggan dan pasar. Semua produk kami memenuhi standar kualitas internasional, seperti ISO13485, CE, FDA.

Barang-barang kami sudah diekspor ke Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, dan sebagainya.