

properti dari selimut pemanasan bedah>

all Penutup kursi terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan unggul:

1. Ukuran: Ukuran biasanya: 110*190cm
2. terbuat dari non anyaman, lembut dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan Pemanasan, mudah menggunakan.
4. Great Water penolak, ramah kulit dan nyaman.

spesifikasi dari selimut pemanasan bedah >

Nama

selimut pemanasan bedah

material

Nonwoven +Polyester

style

Lembaran datar

ukuran

110*190cm

warna

Biru, putih

packing

1 PC/tas terkompresi, 25 set/karton , bisa disesuaikan

Carton Box

Semua tas dalam dan pencetakan karton bisa menjadi desain Anda

ukuran karton

28*22*33 cm

Aplikasi

Untuk rumah sakit, klinik

moq

2 000 PC

sampel

dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam 3 hari kerja

cara pembayaran

t/t, paypal, l/c

waktu pengiriman

Dalam 20-25 hari

port fob

wuhan/shanghai/ningbo/guangzhou

>

>

gambar dari selimut pemanasan bedah

>







