

Selimut pemanasan bedah sekali pakai

- 1) sekali pakai
- 2) Pemanasan
- 3) terutama digunakan di rumah sakit, untuk pasien

Tersedia dalam berbagai berat, ukuran, warna, dan pengepakan seperti yang diminta; Sampel dan spesifikasi pelanggan selalu diterima.

Pengemasan & Pengiriman

Detail Pengemasan

1 pc/tas, 50 pcs/ctn

Pelabuhan

Wuhan Shanghai

Waktu tunggu:

K
u
a
n
t
i
t
a
s
y
t
e
m
o
t
o
n
g
a
n
)

U n E s k d W n k g a s h a s i k a n

Nama Produk	Selimut pemanasan bedah sekali pakai
Bahan	PP+POLYSTER
Bobot	250g-700 g/pcs
Ukuran	110*190cm, ukuran dukungan disesuaikan
Sedang mengemas	1 pcs/tas, 25 pcs/karton



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

