

Semua penutup sepatu terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:

- Dengan perlindungan yang efektif.
- Pita elastis lembut yang tidak menyebabkan iritasi.
- kain untuk kenyamanan dan ekonomi.
- Logo pelanggan dapat dicetak pada kemasan

Bahan Faberic	PE, CPE
Gaya	Buatan tangan, Dibuat dengan mesin tersedia
Ukuran dimensi	15 * 40 cm, 17 * 40 cm, 17 * 42 cm dll.
Warna	Biru, Merah Muda, Hijau
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100000 PCS
Desain kemasan	bisa menjadi desain Anda
Pengepakan	100 pcs / tas 2000 pcs / ctn
Kemampuan	60.000 pcs per hari
Waktu pengiriman	7-30 hari
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, klinik, industri makanan, bengkel bebas debu