

Indikasi dari [sekali pakai](#) PP putih non woven body-wrap:

Ideal untuk Perjalanan, spa, salon kecantikan, pantai, pusat terapi dll

Spesifikasi putih sekali pakai [PP non woven](#) body-wrap:

Nama	Pakai PP non woven body-wrap putih sekali pakai
Bahan	PP, SMS
Gaya	Bungkus di dada, dengan atau tanpa elastis di bagian atas
Ukuran	S (80 * 100cm), M (80 * 110cm), L (100 * 125cm), XL (110 * 140cm),
Berat	20-65gsm tersedia (sebagai permintaan Anda)
Warna	putih, biru, hijau, merah muda, hitam, dll
Pengemasan	tidak steril, 10 pcs / bag, 50 pcs / ctn atau 100 pcs / ctn,
MOQ	5000 PCS
Pengiriman	Satu kontainer 40HQ bisa selesai dalam 15-25days
Toko	Simpan di tempat kering, kelembaban di bawah 80%, berventilasi, gudang gas non-korosif

Gambar pakai PP putih non woven body-wrap:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





Layanan kami dan keuntungan dari PP putih pakai non woven body-wrap:

1. Sampel dan kustomisasi body-wrap tersedia.
2. Profesional QC untuk mengontrol kualitas produk. Semua produk sesuai dengan standar kualitas internasional seperti CE, ISO13485, FDA.
3. Produsen dengan 15 tahun sejarah, memiliki pengalaman yang cukup dan memperoleh reputasi tinggi dari para pelanggan kami di seluruh dunia.
4. Pembayaran cepat, pengiriman yang cepat dan harga yang kompetitif.
5. Stabil kualitas dan layanan purna jual terbaik.
6. Layanan oem tersedia.