

Jas lab tahan debu non woven putih sekali pakai dengan kantong untuk pabrik

Aplikasi dan bahan jas lab:

- 1) Rumah Sakit, Industri Kimia dan Farmasi
- 2) Ruang dan Pembersihan Elektronik
- 3) Membersihkan
- 4) Lab

Kami **Bahan Jas Lab Biasa:**

- 1) PP / SPP (100% Polypropylene Spun bond Non woven Fabric)
- 2) SMS (Polypropylene Spun bond Kain bukan tenunan + Melt blown Kain bukan tenunan + Polypropylene Spun bond (kain bukan tenunan))
- 3) film PP + PE
- 4) Mikro

Detail desain jas lab

- 1) Kerah: kerah rajut atau kerah turn down (kerah tunggal / ganda)
- 2) Depan: kancing, potongan pengikat plastik (potongan pengikat plastik), atau ritsleting depan tersedia
- 3) Manset: manset terbuka, elastis atau rajutan
- 4) Saku: dengan / tanpa saku
- 5) Situasi belakang: Bagian belakang dapat dibuka sekitar 20cm untuk membuat pengguna lebih nyaman

Ukuran jas lab:

Coverall size	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Height (CM)	96	100	104	108	112	115	118	121
Chest circumference(CM)	140	144	148	152	156	160	164	168
Sleeve length(CM)	57	57	57	58	58	58	59	59

Kemasan jas lab

Biasanya, 5 Pcs per kantong, 50 Pcs atau 100 Pcs per karton, atau sebagai kebutuhan Anda.



[serupaproduk:](#)

