

Bahan: pp nonwoven
 Gram: 40gsm atau disesuaikan
 Ukuran: Ukuran umum atau disesuaikan
 Warna: biru/merah muda/hitam, dll
 Aplikasi: Spa, Pijat, Rumah Sakit, Salon, dll

Penyimpanan: disimpan dalam kelembaban kering di bawah 80%, ventilasi, gudang gas non-korosif
 Sampel: GRATIS
 Logo Cetak: Ya

Fitur:

1. Kontrol kualitas standar yang mudah dengan CE, ISO.
2. Made material PP berkualitas tinggi.
3. Penjualan Langsung Aktor dengan Harga Kompetitif.
4. Hal-hal yang berpengalaman, pengiriman cepat, kapasitas produksi yang stabil.
5. Selama 10 tahun pengalaman produksi.
6. OEM tersedia, berbagai ukuran, ketebalan, warna, logo cetak, dll.
7. Tim Penjualan Profesional untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.

Spesifikasi

Keterangan	Penjualan panas yang bernapas dan lembut dan lembut tanpa tenunan wanita kulit putih
Bahan	tidak tenunan, berat gram material dari 20-60g
Fitur	Nyaman, napas tinggi, bebas fiberglass, bebas lateks, ramah
Gaya	Elastis pinggang, bikini, celana pendek anak laki-laki, potongan tinggi, pakaian dalam pria, pakaian dalam wanita
Ukuran	S, M, L, XL, XXL dll
Warna	Putih, merah muda, biru dll
Aplikasi	Rumah Sakit, Klinis, Medis, Pribadi, Pasien, Perjalanan, Salon Kecantikan, Spa
Sampel	Dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam satu minggu
Jangka waktu pembayaran	T/t, l/c, d/a, d/p/escrow
Waktu pengiriman	1*40HQ dapat selesai sekitar 35-45 hari. (150.000 pcs per hari)
Port fob	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou