

Bahan: pp nonwoven
 Gram: 40gsm atau disesuaikan
 Ukuran: Ukuran umum atau disesuaikan
 Warna: biru/merah muda/hitam, dll
 Aplikasi: Spa, Pijat, Rumah Sakit, Salon, dll

Penyimpanan: disimpan dalam kelembaban kering di bawah 80%, ventilasi, gudang gas non-korosif
 Sampel: GRATIS
 Logo Cetak: Ya

Fitur:

1. Kontrol kualitas standar yang mudah dengan CE, ISO.
2. Made material PP berkualitas tinggi.
3. Penjualan Langsung Aktor dengan Harga Kompetitif.
4. Hal-hal yang berpengalaman, pengiriman cepat, kapasitas produksi yang stabil.
5. Selama 10 tahun pengalaman produksi.
6. OEM tersedia, berbagai ukuran, ketebalan, warna, logo cetak, dll.
7. Tim Penjualan Profesional untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.

Spesifikasi

| | |
|-------------------------|---|
| Keterangan | Penjualan panas yang bernapas dan lembut dan lembut tanpa tenunan wanita kulit putih |
| Bahan | tidak tenunan, berat gram material dari 20-60g |
| Fitur | Nyaman, napas tinggi, bebas fiberglass, bebas lateks, ramah |
| Gaya | Elastis pinggang, bikini, celana pendek anak laki-laki, potongan tinggi, pakaian dalam pria, pakaian dalam wanita |
| Ukuran | S, M, L, XL, XXL dll |
| Warna | Putih, merah muda, biru dll |
| Aplikasi | Rumah Sakit, Klinis, Medis, Pribadi, Pasien, Perjalanan, Salon Kecantikan, Spa |
| Sampel | Dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam satu minggu |
| Jangka waktu pembayaran | T/t, l/c, d/a, d/p/escrow |
| Waktu pengiriman | 1*40HQ dapat selesai sekitar 35-45 hari. (150.000 pcs per hari) |
| Port fob | Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou |