

Properti dari dkuning sekali pakai **Gaun isolasi SMS** dengan lubang ibu jari

- Produk ini hanya untuk sekali pakai. Setelah digunakan, buanglah sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang relevan
- Manset fleksibel mengurangi kemungkinan kotoran kulit berpindah ke pasien dengan tetap menjaga ketangkasan
- Tidak mengandung lateks

Spesifikasi disolasi SMS sekali pakai **gaun** dengan lubang ibu jari

Bahan Kain	SMS 45g
Gaya	buka punggung, manset dengan lubang ibu jari
Ukuran dimensi	120 * 140cm, 130 * 150cm
Warna	biru, kuning, atau sebagai permintaan Anda
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100.000 pcs
Desain kemasan	bisa menjadi desain Anda
Pengepakan	10 pcs / tas, 1000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
Kemampuan	50.000 pcs per hari
Waktu pengiriman	5-15 hari
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, klinik, industri makanan, bengkel bebas debu

Gambar dgaun isolasi SMS sekali pakai standar AAMI Level 3



