

Product details

Spesifikasi dasi pada topeng

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
Warna	Wmenggigit / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon /Capri biru / merah anggur
telinga lingkaran	mengikat pada
hidung bar	Plastik atau logam
standar kualitas	TYPE IIR,EN14683 dan FDA

Fitur topeng sanitasi

- 1) Tiga dimensi desain: ditentukan Anti-SARS topeng, sterilisasi, anti-flu, debu
- 2) Dengan klip hidung: fleksibel, pas tetap
- 3) tepi halus: tepi panas penuh paket teknologi penyegelan
- 4) Tinggi tali elastis: antialergi materi

hal perdagangan kita masker rumah sakit untuk dijual

- 1) MOQ: 100, 000 pcs
- 2) Syarat pembayaran: T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow,Paypal
- 3) Kemampuan produksi: 1 * 40 kontainer HQ dapat selesai dalam 15 haris
- 4) Waktu pengiriman: biasanya, 30 hari setelah deposit
- 5) Contoh: scukup gratis, kami dapat menawarkan sampel dalam 3 hari

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



The regular shipment way



Our business process

