

Properti EN14683 Tipe IIR **masker wajah medis** dengan warna biru

Semua topeng terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan superior:

- Bahan non-linting yang halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernapas tetap dingin, bahkan dalam kasus yang panjang
- Masker anti-kabut tersedia dengan busa atau film untuk mencegah fogging
- Ikatan ekstra panjang membuat donasi lebih mudah

Spesifikasi **EN14683 Tipe IIR** masker wajah medis biru

Ukuran Dimensi	17,5 * 9,5 cm
Berat kain	PP25gsm + MB25gsm + PP25gsm, bisa sebagai permintaan Anda
Warna	Biru
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100000 pcs
Desain kemasan	dapat sebagai desain Anda
Pengepakan	50 pcs / kotak, 2000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
Kemampuan	1.000.000 PC per hari
Waktu pengiriman	7-30 hari
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, klinik

Gambar EN14683 Tipe IIR **masker wajah medis** dengan warna biru



