

## Product details

### Pola EO sms steril bedah gaun

- 1.Long lengan / lengan pendek / non lengan
- 2.Elastic / rajutan manset
- 3.Ties di leher dan pinggang
4. Dengan disterilkan dan non-steril
- spesifikasi 5.Different tersedia.
- 6.EO Sterlie kemasan untuk keperluan rumah sakit.

### Spesifikasi EO sms steril bedah gaun

Bahan	SMS
Berat	50gsm
Gaya	Ikatan / Velcro pada leher, elastis / rajutan manset, standar atau diperkuat
Ukuran	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Warna	Putih, hijau, biru, kuning, merah muda, merah, abu-abu, hitam dll
Pengepakan	Non steril, 10 pcs / tas, 10 tas / ctn. steril, 1 pcs / tas steril, 100 pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Ukuran karton	58X28X48 cm
Aplikasi	Rumah Sakit tenaga medis klinis dan pasien. bebas debu lokakarya, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, gratis sampel.
- 2, rangka Kecil diterima;
- 3, hal L / C, T / T, D / P tersedia;
4. FOB, CNF, CIF, hal EXW tersedia;
- 5, harga kompetitif dan stabil karena kami adalah pabrik.
- 6, produk Berkualitas. inspeksi bagian produk 3 diterima.
- 7, layanan OEM. Opsi lainnya pada bahan, pola, ukuran dan kemasan;
- 8, pengiriman tepat waktu. Lead time terbaik adalah 25-30 hari untuk wadah 40HQ.
- 9, layanan ekspor profesional. Dokumentasi, clearance, transportasi laut, semua dalam satu.
- 10, baik layanan purna jual. Kami mengambil keluhan hati-hati karena kami ingin menjadi pemasok jangka panjang Anda!