

Gaun isolasi warna hijau

Fitur produk

1. Disposable, lembut, dasi di leher dan pinggang, manset elastis
2. Makanan dan nyaman dipakai.
3. Berat, tahan lama
3. perlawanan fluid.
4. digunakan di rumah sakit atau klinik untuk perlindungan
5. Bahan: PP Nonwoven dengan PE dilapisi
6. warna: warna hijau
7. Gram Berat: 35g

Keuntungan kami

1. Produsen secara langsung
2. ISO13485, CE, sertifikat FDA
3. Kapasitas: 100, 000 pcs / hari, 1 * 40hq dapat selesai dalam 10-15 hari;
4. OEM dapat diterima, layanan dalam 24 jam.

Gaun isolasi sekali pakai terbuat dari bahan pelindung isolasi berkinerja tinggi. Banyak digunakan dalam pelindung keselamatan medis, lokakarya aseptik, isolasi pelindung, pabrik elektronik pertambangan, peternakan pangan peternakan biohazard dan sebagainya.

Fitur material

Perlindungan PP + PE gaun bedah non steril

Itu terbuat dari bahan PP + PE, bebas lateks; Tahan abrasi; Fluid dan alkohol yang benar-benar tahan.

Warna: Hijau, dll

Berat Bahan: PP dengan PE Coated 35GSM.

Ikat leher, manset elastis

Nama	Gaun isolasi warna hijau
Bahan	PP + PE.
Gaya	Ikat leher dan punggung, manset elastis, sepenuhnya tertutup
Ukuran	Ukuran besar / gratis
Warna	hijau

pengepakan	10 pcs / box, 10 bags / ctn non steril
Desain pengepakan	Pencetakan karton dapat sebagai desain Anda
MOQ.	5000 pcs.
Sampel	dapat dipasok gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu 3 hari
Cara pembayaran	T / T.
Waktu pengiriman	Kapasitas: 100.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat selesai dalam 10-15 hari;
FOB Port.	Wuhan / Shanghai.

<https://www.china-disposable.com/products/disposable-isolation-gown.html#.ymxk1mgzaul>