

## Product details

### Spesifikasi medis masker

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
fabric wdelapan	Bisa menjadi sesuai permintaanmu
telinga lingkaran	Dasi atau lingkaran telinga
Ukuran	17,5 * 9.5cm, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon /Capri biru / merah anggur/hitam

### wajah lucu sekali pakai masker bedah kami dapat mencapai mengikuti standar kualitas

- 1) Sesuai dengan EN14683: 2005
- 2) efisiensi penyaringan bakteri (BFE%) & gt; 99%.
- 3) TIPE IIR standar, resistance untuk penetrasi oleh sintetis darah 120mmHg.

### Kemasan dari lipit desain masker sederhana

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;

1 \* 20 GP kontainer dapat menahan 1.400.000 Pcs masker, 700 CTNs;

kontainer 1 \* 40 HC dapat menahan 3.450.000 Pcs topeng, 1725 CTNs.

Atau sebagai kebutuhan Anda.


## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## FAQ

Q1: .how Anda memecahkan masalah kualitas jika ada?

A: Pabrik kami akan membayar perhatian tertinggi untuk masalah kualitas. Kami akan sangat menyelidiki penyebab akar masalah dan menemukan solusi terbaik untuk menghindari masalah di masa depan. Sementara itu kita akan sesuai kompensasi bagi pelanggan kami.

Q2: Apa produk tanggal kedaluwarsa Anda?

A: Sekitar 3-5 tahun.

Q3: Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH dan laporan NELSON.