

Itu spesifikasi dari [Sarung bantal pakai SMS dengan ujung berlipat](#)

Nama barang	SMS sarung bantal sekali pakai dengan edgelfold
Bahan	SMS
Warna	Putih (as diminta)
Berat gram	20g (as diminta)
Mengetik	sekali pakai
Ukuran	66X40cm (sebagai diminta)
Paket	1 PC / BAG, 20PCS / TENGAH BAG, 200PCS / CTN (sesuai permintaan)
Sertifikat	CE, ISO13485
Pemakaian	Secara luas digunakan di Salon Kecantikan, SPA, Pusat Kecantikan, Penginapan Pribadi, Rumah Sakit
Fitur	Pakai, bernapas, nyaman, ringan dan nyaman
Aplikasi	Tersedia dalam berat, ukuran dan kemasan yang berbeda seperti yang diminta; Sampel pelanggan dan spesifikasi selalu diterima

Ketentuan lain dari sarung bantal SMS sekali pakai dengan edgefold

MOQ	10.000 pcs
Harga	Dapat dinegosiasikan, kami akan memberikan Anda harga terbaik
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Serikat Barat, Escrow, Paypal
Kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
Waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah konfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat dipersiapkan dengan baik dalam 2 hari

Kami juga dapat memproduksi:

1 & gt; non masker wajah anyaman, [masker debu](#), topi bob non woven, topi klip non woven, bukan topi dokter anyaman,

2 & gt; non gaun bedah tenun, gaun isolasi non woven, lab non woven, coverall coat, non apron anyaman, coverall, apron PE.

3 & gt; non penutup lengan tenun, [Penutup lengan PE](#)

4 & gt; [non penutup sepatu tenun](#), Penutup sepatu PE, Penutup sepatu CPE, Penutup boot PE, Boot non woven penutup.

5 & gt; tempat tidur spre, sarung bantal, celana non woven

Detail gambar bantal pakai SMS tutup dengan edgefold



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

