

## IIR wajah bedah masker, mengikat pada masker medis, penjual masker wajah 3ply pakai

### Kinerja masker wajah bedah

- 1) Untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan konten percikan darah.
- 2) Sesuai dengan EN14683 dan FDA
- 3) efisiensi penyaringan bakteri (BFE%) & gt; 99%.

### Rincian Cepat dasi satu masker medis

- 1) Lapisan: 3ply, PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
- 2) Ukuran: 19.5X7.5cm
- 3) Warna: putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam, kita memiliki warna 11different benar.
- 4) loop Telinga: mengikat pada
- 5) Hidung bar: Plastik atau logam
- 6) packing normal: 50 pcs / box, 2.000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda

### Istilah perdagangan masker wajah bedah

MOQ	100.000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari

### Mengapa memilih kami?

- 1) Langsung produsen untuk dasi masker medis, harga pabrik
- 2) NELSON, ISO, sertifikat CE, BFE & gt; 99%, tipe II / Jenis IIR standar.
- 3) desain OEM packing, layanan 24 jam.
- 4) gratis Latex, napas mudah, ramah lingkungan. Digunakan di klinik, rumah sakit, farmasi, pengolahan makanan, salon kecantikan, industri elektronik, dll.

### Gambar 3ply masker



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

