

Properti tingkat 2 sekali pakai **gaun isolasi jahitan ultrasonik**

Gaun panjang penuh ini terbuat dari bahan tahan cairan, dingin, dan nyaman untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan.

Mereka adalah alternatif yang murah untuk jas lab namun memiliki fitur-fitur utama seperti ikat pinggang dan manset elastis.

Mantel biru selutut adalah unisex.

Spesifikasi isolasi sekali pakai level 2 **gaun jahitan ultrasonik**

Bahan Kain	PP + PE, film PE dilapisi PP
Gaya	Dengan Velcro atau dasi di kerah, dasi di pinggang
Ukuran dimensi	120 * 140cm, 130 * 150cm
Warna	Putih, biru, kuning, atau sebagai permintaan Anda
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100.000 pcs
Desain kemasan	bisa menjadi desain Anda
Pengepakan	10 pcs / tas, 1000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
Kemampuan	50.000 pcs per hari
Waktu pengiriman	5-15 hari
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, klinik, industri makanan, bengkel bebas debu

Gambar level 2 **sekali pakai** gaun isolasi jahitan ultrasonik



