

Tingkat 1 level2 level3 biru gaun isolasi sekali pakai PP + PE dilapisi bahu miring tahan air

1. Produsen langsung, harga pabrik;
- 2.30.000 Pcs / hari, kami dapat menyelesaikan 1 \* 40 kontainer HQ dalam waktu sekitar 15 hari;
3. CE ISO disetujui, kualitas stabil
4. Layanan dalam 24 jam, sampel bisa selesai dalam 2 hari, sampel Gratis.

Indikasi pakaian operasi

- 1) Rumah Sakit, Klinik, Korban bangsal, tenaga medis dan pasien;
- 2 Penambangan pabrik elektronik, pabrik makanan, peternakan, peternakan bio-hazard industri untuk mengisolasi debu ... dll

Kami memiliki jenis gaun operasi berikut

- 1) [Gaun isolasi PP](#)
- 2) [Gaun bedah PP + PE](#)
- 3) Gaun bedah SMS
- 4) Gaun CPE

Spesifikasi gaun operasi

Bahan	PP, SMS, CPE, PP + PE
Warna	Putih, hijau, biru, kuning, dll.
Manset	Rajutan manset atau manset elastis,
Leher	Dasi & kait dan lingkaran
Pinggang	Ikat
Lengan	Panjang lengan baju, lengan pendek, tanpa lengan
Sterilisasi	EO Sterilisasi atau non-sterilisasi
Diperkuat lapisan	sebagai milik Anda Persyaratan
Ukuran	S-6XL, atau sebagai permintaan Anda

Bagan ukuran gaun operasi

Ukuran	S	M	L	XL
Tinggi (cm)	110	115	120	125
lingkar dada (CM)	30	137	140	150