

Product details

Indikasi dasi topeng kembali bedah

- 1) steril masker adalah untuk rumah sakit, klinik, tenaga medis dan pasien;
- 2) Non-steril masker dapat digunakan untuk lokakarya bebas debu, pabrik makanan dan sebagainya.

Sifat pelindung masker

- 1) Tinggi penyaringan: 3-ply penawaran desain lipit, 0.05 mikron filtrasi di lebih dari 99%.
 - 2) kawat aluminium tipis yang nyaman di hidung, dan mempertahankan filtrasi maksimum pada waktu bersamaan.
 - 3) Dasi dan loop telinga gaya: two pasang ikatan polypropylene memastikan cocok nyaman;
- eGaya lingkaran ar menempel cepat dan dengan loop elastis.

Kemasan penutup mulut medis

Spesifikasi	packing yang normal	ukuran kotak	Ukuran karton
17,5 * 9.5cm, 3ply	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	18 * 10 * 10cm	52 * 38 * 42cm
Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya			

Product display



The regular shipment way



FAQ

Q1: Apa kapasitas output Anda untuk rentang utama Anda dari produk?

A: Wajah kapasitas mask: 1000,000 buah / hari.

Coverall, gaun bedah, jas lab, tidur lembar kapasitas: 10.000 lembar / hari.

Caps kapasitas: 200.000 buah / hari. Setiap 1 * 40HQ dapat selesai dalam waktu 1 minggu.

Q2: apa MOQ Anda setiap produk?

A: Masker wajah / topi / sepatu mencakup / lengan lengan masing-masing MOQ: 50.000 buah.

Pakaian dan lembar MOQ: 5000 potong