

Product details

Fitur lembar steril bedah

| | |
|------------|--|
| Kain | Polypropylene, SMS, PP + PE, atau mikroporous |
| Gaya | Pas elastic design. Ideal untuk semua ukuran dan gaya hunian tempat tidur bayi |
| Fungsi | bukti kelembaban |
| Ukuran | 83 "L x 35" W, Atau sebagai kebutuhan Anda |
| Pengemasan | individual dikemas |

Tentang EO Sterilisasi untuk sprei rumah sakit steril, kebersihan sekali pakai steril sprei

- 1) Label indikasi sterilisasi di setiap kantong;
- 2) Lembar tidur disterilkan oleh gas EO, dan dikemas dalam kertas kantong plastik;
- 3) Warna label indikasi sterilisasi akan berubah warna jika sprei telah disterilkan sempurna;
- 4) Biasanya, cara kemasan kami adalah: 1pcs per kantong plastik kertas, 50 Pcs per karton.

Kami juga dapat memproduksi kebutuhan Anda.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

