

## Product details

### Fitur lembar steril bedah

Kain	Polypropylene, SMS, PP + PE, atau mikroporous
Gaya	Pas elastic design. Ideal untuk semua ukuran dan gaya hunian tempat tidur bayi
Fungsi	bukti kelembaban
Ukuran	83 "L x 35" W, Atau sebagai kebutuhan Anda
Pengemasan	individual dikemas

### Tentang EO Sterilisasi untuk sprei rumah sakit steril, kebersihan sekali pakai steril sprei

- 1) Label indikasi sterilisasi di setiap kantong;
- 2) Lembar tidur disterilkan oleh gas EO, dan dikemas dalam kertas kantong plastik;
- 3) Warna label indikasi sterilisasi akan berubah warna jika sprei telah disterilkan sempurna;
- 4) Biasanya, cara kemasan kami adalah: 1pcs per kantong plastik kertas, 50 Pcs per karton.

Kami juga dapat memproduksi kebutuhan Anda.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

