

Produsen Bound Bouffant Caps Bulat Bedah Bedah PP Nonwoven

Spesifikasi:

Barang	Produsen Bound Bouffant Caps Bulat Bedah Bedah PP Nonwoven
Bahan	9g, 10g, 12g, 14g, 18g, 20g, 25g dll
Gaya	Elastis (lateks bebas), gaya elastis tunggal dan ganda
Warna	Putih, Biru, Hijau
sedang mengemas	100 pcs/tas, 1000pcs/ctn
Desain Pengepakan	Semua kotak dalam dan pencetakan karton bisa menjadi desain Anda
Aplikasi	Personil dan pasien medis klinis rumah sakit. Lokakarya bebas debu, laboratorium, industri makanan, manufaktur elektronik dan sebagainya
Moq	100.000 PC
Kontrol kualitas	1. Kami tidak akan mulai membuat produk sampai Anda mengkonfirmasi sampel. 2. Kemasan akan tahan air, tahan lembab dan disegel
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





