

Keunggulan kami:

- 1.FDA, CE, ISO13485 sertifikasi.
- 2.one-stop Layanan: baik sekali pakai medis barang-barang konsumsi.
3. menyambut OEM persyaratan.
4. berkualitas produk, 100% material merek baru, aman dan sanitasi.
5. ditawarkan sampel gratis.
6. Jasa pengiriman profesional jika diperlukan.
7. penuh seri sistem pelayanan purna jual.

Spesifikasi:

Item	Medis PP Non Woven putih sekali pakai bedah topi untuk rumah sakit
Bahan	PP 10g
Gaya	tunggal elastis
Ukuran	21 inch
Warna	putih
Kemasan	Biasanya: 100pcs/tas, 20bags/ctn, 2000pcs/ctn. satu 20ft container bisa memuat sekitar 900 cartons(1,800,000pcs), satu kontainer 40hq dapat memuat tentang 2200cartons(4,400,000pcs).
Desain Kemasan	Semua inner box dan karton pencetakan dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	Tenaga medis klinis rumah sakit dan pasien. Lokakarya bebas debu, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dll.
MOQ	100, 000PCS
Kontrol kualitas	1. kami tidak akan mulai untuk membuat produk sampai Anda mengkonfirmasi sampel. 2. pengepakan akan air-bukti-bukti yang lembap dan disegel