

Product details

Spesifikasi lembar sekali pakai non-woven

- 1) Bahan: SMS, Nyaman, Tempat tidur higienis dan hemat biaya
- 2) Berat Gram: 20-100GSM
- 3) Warna: Biru / Putih
- 4) Gaya: Elastis di dua ujung, menjahit di empat sudut, Untuk mengakomodasi berbagai ukuran tempat tidur
- 5) Ukuran: 200 cm * 120 cm, 200 cm * 90 cm, 180 cm * 120 cm, 180 cm * 90 cm, 90 * 60 cm
(Kustomisasi dapat diterima)

Proses Kontrol Kualitas Lembar Pakai Non-Woven Ungu

- 1) Produksi massal akan mulai hanya dikonfirmasi sampel dari pelanggan kami.
- 2) Pengepakan akan anti air, tahan lembab dan disegel.

Pengepakan SMS lembar pakai non-woven

Kemasan steril	1 pcs / kantong plastik kertas steril, 50 pcs / ctn
Packing biasa	5 pcs / bag, 50 pcs / ctn
Catatan: Semua dapat disesuaikan khusus sesuai untuk persyaratan Anda yang sebenarnya	
Keuntungan Produk	
Supper lembut dan nyaman	
Bukti debu	
Tahan air	
ramah lingkungan Bahan	

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



