

**Semua handuk kapas terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan superior:**

1. Size: 20 x 20 cm setiap bagian atau disesuaikan
2. Terbuat dari bahan katun, lembut dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan ringan, mudah dilakukan.
4. Bisa basah dan kering, sangat bagus untuk kulit yang rapuh atau sensitif
5. Penyerapan air yang luar biasa, ramah kulit dan nyaman.
6. Jaringan katun, bukan handuk wajah dan akan jauh lebih bersih untuk mengeringkan wajah Anda setelah dicuci.

**Spesifikasi. 100% katun alami** Wajah -Aposisi Wajah

Nama

100% katun alami tisu wajah sekali pakai

Bahan

100% Katun; Spunlace Nonwoven

Gaya

Pola polos, mesh, mutiara dan kustomisasi tersedia

Ukuran

15 \* 20cm, 20 \* 20cm, atau ukuran lain dapat disesuaikan

Warna

putih

Sedang mengemas

1 roll / tas portabel; 100 pcs / pack, dapat disesuaikan

Kardus

Semua tas dalam dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda

Ukuran karton

52x38x30cm / 52x19x30cm.

Aplikasi

Perawatan pribadi, penghapusan rias, pembersihan rumah, penggunaan perjalanan, berkemah, kegiatan luar ruangan yang serupa dan acara-acara bisnis.

MOQ.

1000 bags.

Sampel

Dapat dipasok gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu 3 hari kerja

Cara pembayaran

T / T, Paypal, Westunion, L / C, D / A, D / P, Escrow

Waktu pengiriman

sewaktu Anda

FOB Port.

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou



