

**Semua topeng terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:**

- Bahan non-linting halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernapas tetap dingin, bahkan selama kasus lama
- telinga super lembut Loop membuat nyaman dipakai untuk waktu yang lama

### **Klip hidung**

Jembatan hidung yang dapat disesuaikan,

### **Tali telinga elastis lembut**

Telinga kait telinga elastis tinggi untuk waktu yang lama.

### **Bukti Air**

Tes bukti air, lebih bernapas

### **Lipat desain**

Mudah diterima

#### **Produk Spesifikasi:**

Nama	Masker wajah KF94 sekali pakai
<b>Bahan kain</b>	Layer 1: PP Non Woven (cetak yang disesuaikan) Layer 2: kertas filtrasi tinggi Layer 3: kertas filtrasi tinggi Layer4: pp non woven
<b>Gaya</b>	4ply, dengan putaran telinga loop
<b>Ukuran dimensi</b>	20 * 8 cm
berat kain	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, bisa sebagai permintaan Anda
Warna	Masker berwarna-warni
Sertifikat	ce, iso13485, fda
moq	20000 pcs
Desain Pengemasan	bisa sebagai desain Anda
packing	50 pcs /box, 2000 pcs /ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
kemampuan	1 juta pcs per hari
Waktu pengiriman	7-30 hari
Aplikasi	Rumah Sakit, Laboratorium, Klinik, Industri Makanan, Lokakarya Bebas Debu

**gambar KF94**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL











