

Product Parameter

| | |
|------------------|---|
| fabric Material | PP, PP / PE, SMS, SMMS, hidrofilik kain tenun non, PE mikroporous |
| Gaya | Datar, elastis ujungnya, persegi ujungnya, gulungan |
| ukuran dimensi | 114 * 225 cm; 114 * 220cm; 130 * 240cm. Atau sebagai kebutuhan Anda. |
| berat gram | 30-85gsm. (Atau sesuai dengan permintaan anda) |
| Warna | putih, hijau, biru, kuning, merah muda dll |
| Sertifikat | CE, ISO13485, FDA |
| MOQ: | 10000pcs |
| desain kemasan | semua batin tas dan karton pencetakan bisa menjadi sebagai milikmu desain |
| Sedang mengemas | 10pcs / box, 10 tas / ctn atau 5. pcs / bag, 50 pcs / bag |
| Kemampuan | Kapasitas: 10.000 pcs / hari, |
| Waktu pengiriman | Satu 40HQ kontainer dapat diselesaikan dalam 15-20 hari |
| Aplikasi | rumah sakit, laboratorium, klinik, industri makanan, lokakarya bebas debu |
| FOB Pelabuhan | Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou |
| Pembayaran cara | T / T, PayPal, Barat Persatuan, L / C, D / A, D / P, escrow, |
| Toko | Simpan di tempat yang kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gudang gas. |

Fitur produk

1. Pakai gaya sprei: Flat, ujung elastis, ujung persegi
2. produsen langsung, sprei pakai, warna apapun.
- 3, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
- 4.. Kapasitas: 10, 000PCS / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;
- 5.. Baik penghalang untuk cairan dan bernapas, OEM desain kemasan, layanan dalam 24 jam.

Packing produk

5 PCS / tas, 5PCS / AG atau 1 PCS / tas, 50 PCS / CTN.

Kemasan bahan dapat Anda butuhkan.

Waktu pengiriman: Kapasitas: 10.000 pcs / hari, 1 * 40HQ tidur pakai lembar kaleng menjadi selesai di dalam 10-15 hari;

Pengiriman port:Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou,atau sebagai kebutuhan Anda.

klasifikasi Standar ;

Sesuai untuk rakyat: Dokter, Mahasiswa, Pasien, hotel bersih, perjalanan dll

Sesuai untuk NS kesempatan: Rumah Sakit, Sekolah, rumah, hotel dll

Produk pengantar: Jahit tangan atau gaya datar. Akhir elastis bisa standar atau diperlukan kualitas. Ukuran dilipat dapat disesuaikan.

Dia adalah dirancang di bawah non woven material. We dapat mendukung ukuran menyesuaikan dan gaya untuk jaminan nyaman merasa dan penggunaan. Ekonomis dikompresi tas pack populer untuk consumers. Sterile Packing panas di medis.

Ini Tipe dari seprai pakai memiliki bagus udara permeabilitas, nyaman ke pakai, debu pencegahan Lingkungan menghasilkan friendly. Custom dapat disesuaikan agar sesuai nyaman tanpa kaca serat, hypoallergenic.