

Product Parameter

fabric Material	PP, PP / PE, SMS, SMMS, hidrofilik kain tenun non, PE mikroporous
Gaya	Datar, elastis ujungnya, persegi ujungnya, gulungan
ukuran dimensi	114 * 225 cm; 114 * 220cm; 130 * 240cm. Atau sebagai kebutuhan Anda.
berat gram	30-85gsm. (Atau sesuai dengan permintaan anda)
Warna	putih, hijau, biru, kuning, merah muda dll
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	10000pcs
desain kemasan	semua batin tas dan karton pencetakan bisa menjadi sebagai milikmu desain
Sedang mengemas	10pcs / box, 10 tas / ctn atau 5. pcs / bag, 50 pcs / bag
Kemampuan	Kapasitas: 10.000 pcs / hari,
Waktu pengiriman	Satu 40HQ kontainer dapat diselesaikan dalam 15-20 hari
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, klinik, industri makanan, lokakarya bebas debu
FOB Pelabuhan	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Pembayaran cara	T / T, PayPal, Barat Persatuan, L / C, D / A, D / P, escrow,
Toko	Simpan di tempat yang kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gudang gas.

Fitur produk

1. Pakai gaya sprei: Flat, ujung elastis, ujung persegi
2. produsen langsung, sprei pakai, warna apapun.
- 3, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
- 4.. Kapasitas: 10, 000PCS / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;
- 5.. Baik penghalang untuk cairan dan bernapas, OEM desain kemasan, layanan dalam 24 jam.

Packing produk

5 PCS / tas, 5PCS / AG atau 1 PCS / tas, 50 PCS / CTN.

Kemasan bahan dapat Anda butuhkan.

Waktu pengiriman: Kapasitas: 10.000 pcs / hari, 1 * 40HQ tidur pakai lembar kaleng menjadi selesai di dalam 10-15 hari;

Pengiriman port:Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou,atau sebagai kebutuhan Anda.

klasifikasi Standar ;

Sesuai untuk rakyat: Dokter, Mahasiswa, Pasien, hotel bersih, perjalanan dll

Sesuai untuk NS kesempatan: Rumah Sakit, Sekolah, rumah, hotel dll

Produk pengantar: Jahit tangan atau gaya datar. Akhir elastis bisa standar atau diperlukan kualitas. Ukuran dilipat dapat disesuaikan.

Dia adalah dirancang di bawah non woven material. We dapat mendukung ukuran menyesuaikan dan gaya untuk jaminan nyaman merasa dan penggunaan. Ekonomis dikompresi tas pack populer untuk consumers. Sterile Packing panas di medis.

Ini Tipe dari seprai pakai memiliki bagus udara permeabilitas, nyaman ke pakai, debu pencegahan Lingkungan menghasilkan friendly. Custom dapat disesuaikan agar sesuai nyaman tanpa kaca serat, hypoallergenic.