

## **Gaun Bedah, Gaun Isolasi Kedap, Gaun isolasi tahan sobek tidak dirajut, Gaun Isolasi Manset Rajutan Bukan Tenunan**

1. Produsen langsung, pelindung gaun bedah non steril, warna apa saja.
- 2, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
3. Kapasitas: 10, 000PCS / hari, 1 \* 40HQ dapat diselesaikan dalam 10-15 hari;
4. Penghalang yang baik untuk cairan dan bernapas, desain kemasan OEM, layanan dalam 24 jam.