

Jas lab sekali pakai terbuat dari SMS hidrofobik, PP, PP + PE. CPE, bahan mikro, bebas lateks; Tahan abrasi; Serat rendah;

Warna yang tersedia:Merah Jambu,putih, hijau, biru, kuning, merah, hitam dll.Berat material: 40-65GSM

Ukuran jas lab: S 96 * 140 * 57cm M 100 * 144 * 57 cm L 104 * 148 * 57 XL 108 * 152 * 58

Keunggulan produk jas lab sekali pakai

1. Dengan tingkat penolak cairan yang tinggi.
2. Bebas lateks; Tahan abrasi; Cairan yang benar-benar kedap air. Penghalang yang baik untuk darah, cairan tubuh, dan patogen.
3. Dengan gaya standar dan diperkuat. Gaya yang diperkuat dengan penguatan perlindungan ekstra di lengan & dada yang benar-benar tahan terhadap cairan dan pengusir alkohol.
4. Dirancang untuk perlindungan optimal, nyaman dipakai.
5. Kapasitas: 5000pcs / day, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;

Indikasi jas lab sekali pakai

Jas lab sekali pakai banyak digunakan dalam gaun pelindung keselamatan medis, gaun bengkel aseptik, isolasi pelindung,

Pabrik elektronik pertambangan, pabrik makanan, peternakan, biohazard, dan sebagainya.

Jas lab sekali pakai kemasan normal: 5 pcs / tas, 10 tas / ctn;