

**Rincian Produk:**

1. Bahan: Polypropylene non woven 100%
2. Ukuran: 80 \* 190 + 20 cm, 90 \* 200 + 20 cm, 160 \* 190 + 20 cm, 160 \* 200 cm, 180 \* 200 + 20 cm atau ukuran yang disesuaikan
3. Elastis: 5mm di sepanjang sisi lebar + 30cm pada ukuran atau ukuran yang disesuaikan
4. Warna: Biru; Putih ; Ukuran Lainnya Availabe.
5. Packing: 10 pcs / bag, 100 pcs / karton

**Indikasi:**

- 1, banyak digunakan untuk spa, hotel, pijat, salon, medis satu kali digunakan
- 2, Untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan kadar percikan darah, dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri, dan virus invading.

**Spesifikasi:**

Bahan	Polypropylene Non Woven 100%
Warna	Putih biru
Gaya	Elastics dengan lebar
Ukuran	80 * 190 + 20 cm, 90 * 200 + 20 cm, 160 * 190 + 20 cm, 160 * 200 + 20 cm, 180 * 200 cm atau ukuran yang disesuaikan
pengepakan	10 pcs / box, 100 pcs / ctn
Bobot	25-65gsm atau disesuaikan
Paket	PE Bag dilapisi, lalu paket karton kertas atau disesuaikan
Fitur.	Tahan lama, lembut, sekali pakai
Pemakaian	Spa, Hotel, Pijat, Salon, Obat, Rumah Sakit, Rumah

**Pelayanan kami:**

1. Berikan produk dengan kualitas terbaik

Tim QC profesional secara ketat mengontrol setiap langkah produksi sampai memuat.

2. Waktu pengiriman tercepat

Jika mendesak, 1 \* 40hq dapat selesai dalam 5-7days!

Biasanya, 1 \* 40hq dapat selesai dalam 10-15 hari!

Musim yang sibuk, 1 \* 40HQ dapat selesai dalam 25-30 hari!

### 3. Harga yang paling masuk akal

Terus berinvestasi dalam meningkatkan pekerja terampil, produk dan proses kami

Untuk meminimalkan biaya setiap langkah!

### 4. Layanan manis dan cepat

Pekerja kami akan selalu dengan sabar membuat respons pertanyaan Anda dalam waktu 5-10 menit.

### 5. Kami juga dapat membantu sumber produk yang terhubung.

Selain semua jenis produk medis sekali pakai, kami juga dapat membantu sumber Anda produk yang terhubung sesuai permintaan Anda!

<https://www.china-disposable.com/products/disposable-fitted-bed-sheet-with-elastic.html#.ylnhdpkzakuk>.