

Rincian Produk:

1. Bahan: Polypropylene non woven 100%
2. Ukuran: 80 * 190 + 20 cm, 90 * 200 + 20 cm, 160 * 190 + 20 cm, 160 * 200 cm, 180 * 200 + 20 cm atau ukuran yang disesuaikan
3. Elastis: 5mm di sepanjang sisi lebar + 30cm pada ukuran atau ukuran yang disesuaikan
4. Warna: Biru; Putih ; Ukuran Lainnya Availabe.
5. Packing: 10 pcs / bag, 100 pcs / karton

Indikasi:

- 1, banyak digunakan untuk spa, hotel, pijat, salon, medis satu kali digunakan
- 2, Untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan kadar percikan darah, dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri, dan virus invading.

Spesifikasi:

| | |
|------------|---|
| Bahan | Polypropylene Non Woven 100% |
| Warna | Putih biru |
| Gaya | Elastics dengan lebar |
| Ukuran | 80 * 190 + 20 cm, 90 * 200 + 20 cm, 160 * 190 + 20 cm, 160 * 200 + 20 cm, 180 * 200 cm atau ukuran yang disesuaikan |
| pengepakan | 10 pcs / box, 100 pcs / ctn |
| Bobot | 25-65gsm atau disesuaikan |
| Paket | PE Bag dilapisi, lalu paket karton kertas atau disesuaikan |
| Fitur. | Tahan lama, lembut, sekali pakai |
| Pemakaian | Spa, Hotel, Pijat, Salon, Obat, Rumah Sakit, Rumah |

Pelayanan kami:

1. Berikan produk dengan kualitas terbaik

Tim QC profesional secara ketat mengontrol setiap langkah produksi sampai memuat.

2. Waktu pengiriman tercepat

Jika mendesak, 1 * 40hq dapat selesai dalam 5-7days!

Biasanya, 1 * 40hq dapat selesai dalam 10-15 hari!

Musim yang sibuk, 1 * 40HQ dapat selesai dalam 25-30 hari!

3. Harga yang paling masuk akal

Terus berinvestasi dalam meningkatkan pekerja terampil, produk dan proses kami

Untuk meminimalkan biaya setiap langkah!

4. Layanan manis dan cepat

Pekerja kami akan selalu dengan sabar membuat respons pertanyaan Anda dalam waktu 5-10 menit.

5. Kami juga dapat membantu sumber produk yang terhubung.

Selain semua jenis produk medis sekali pakai, kami juga dapat membantu sumber Anda produk yang terhubung sesuai permintaan Anda!

<https://www.china-disposable.com/products/disposable-fitted-bed-sheet-with-elastic.html#.ylnhdpkzakuk>.