

#### Fitur produk:

1. Ukuran: S 96\*140\*57cm m 100\*144\*57 cm l 104\*148\*57 xl 108\*152\*58
2. Dengan tingkat keburukan cairan yang tinggi.
3. Dibuat dari SMS hidrofobik, pp, pp+pe. CPE, material mikro; Bebas lateks; tahan abrasi; serat rendah; cairan yang benar -benar tahan.
4. Dirancang untuk perlindungan optimal, pemakaian yang nyaman.
5. Putih, biru, hijau, kuning, merah dapat tersedia. Indikasi Mantel lab gigi sekali pakai banyak digunakan dalam gaun pelindung keselamatan medis, gaun lokakarya aseptik, isolasi pelindung, pabrik elektronik pertambangan, peternakan hewan ternak peternakan, dan sebagainya.

#### Keuntungan kita:

1. Produsen langsung, mantel lab gigi sekali pakai, warna apa pun.
2. Iso, CE, PP, PP/PE, SMS, SMM, Microporous,
3. Kapasitas: 10.000 pcs/hari, 1\*40HQ dapat diselesaikan dalam 10-15 hari;
4. Barrier yang baik untuk cairan dan bernapas, desain pengemasan OEM, layanan dalam 24 jam.

#### Spesifikasi produk:

Nomor kode	OH-4000
Warna	Putih, yang lain seperti biru, biru tua, hijau dll.
Bahan	Non anyaman pp 40g/sqm (+/- 2g/sqm), kisaran berat dari 30 hingga 60gsm Ini terbuat dari ikatan spun polypropylene, kain non anyaman, lateks bebas, tahan abrasi, serat rendah, dengan keburukan cairan tingkat tinggi, penghalang yang baik untuk darah, cairan tubuh dan patogen.
Gaya	Kerah kemeja, tidak ada kantong, manset elastis, 4 velcros di bagian depan,
Ukuran	S, m, l, xl, 2xl, 3xl, 4xl, 5xl (detail, Anda dapat memeriksa di bawah)
Sedang mengemas	5pcs/tas, 50 pcs/ctn; 10 pcs/tas, 100 pcs/ctn, sesuai kebutuhan Anda
Standar kami	CE, ISO13485, FDA


Gaya mantel lab untuk referensi Anda

Depan Terbuka: Dengan tombol, dengan ritsleting, dengan pita ajaib (velcro),

Cuff: Dengan pergelangan tangan terbuka, dengan pergelangan tangan elastis, dengan manset rajutan,

Kerah: dengan kerah tunggal (kemeja), dengan kerah bundar, dengan kerah rajutan,

Tambahan: Dengan kantong, tanpa/tidak ada kantong.



Kemasan normal kami:

1. 5pcs/tas, 50 pcs/ctn, sebagai tuntutan Anda
2. Non-Steril (tersedia steril)
3. Ukuran Karton: 30\*48\*41cm, 0,05904cbm atau sebagai tuntutan Anda
4. Jika Anda membeli 1x20gp, dapat memuat 440ctns, kuantitasnya akan menjadi 44000pcs

Jika Anda membeli 1x40hq, dapat memuat 1117ctns, kuantitasnya adalah 111700pcs

#### FAQ

1. Apakah Anda seorang produsen atau perusahaan perdagangan? Kapan perusahaan Anda didirikan?

Ya, kami adalah produsen langsung, pabrik kami didirikan pada tahun 2003.

2. Apa omset tahunan untuk perusahaan Anda?

Pada tahun-tahun yang berlalu, sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

3. Berapa jumlah karyawan di perusahaan Anda?

Pabrik kami adalah sekitar 380-400 pekerja terampil, 10 QC profesional untuk pemeriksaan kualitas selama setiap proses dan 10 penjualan profesional dengan pengalaman 3-8 tahun di departemen perdagangan int'l.

4. Berapa persentase distribusi produk Anda untuk lokal, dan ekspor?

Saat ini, 90% untuk ekspor, 10% untuk lokal.

5. Di mana negara -negara utama yang Anda ekspor?

Jerman, Swiss, Austria, Italia, Prancis, Inggris, AS, Arab Saudi, Chili, Meksiko, Peru, Brasil, Korea, Jepang, Thailand dan sebagainya.

6. Bisakah Anda memberi kami gambaran tentang berbagai produk yang Anda buat secara khusus?

Pabrik kami sendiri terutama menghasilkan semua jenis masker wajah sekali pakai, topi, penutup, gaun bedah, mantel lab, seprai, lengan lengan, penutup sepatu, tirai bedah, ponco hujan, celemek dan sebagainya.

7. Berapa banyak jalur produksi untuk rentang utama produk Anda?

2 Jalur Produksi untuk Bahan PP, SMS, PP/PE. 2 Lokakarya bebas debu untuk produk steril bedah 5 mesin topi otomatis dan 5 mesin teluk sepatu otomatis. 10 Mesin Topeng Wajah Otomatis.

8. Berapa kapasitas output Anda untuk rentang utama produk Anda?

Kapasitas masker wajah: 1000.000 buah / hari. Coverall, Gaun Bedah, Mantel Lab, Kapasitas Lembar Tempat Tidur: 10.000 Potongan/Hari. Kapasitas Caps: 200.000 buah/hari. Setiap 1\*40HQ dapat diselesaikan dalam 7-10 hari.

9. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen kualitas seperti ISO, EN atau CE sertifikat?

Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH, SGS dan Nelson Report.

10. Bisakah saya mendapatkan sampel gratis untuk pemeriksaan kualitas? Berapa lama saya bisa mendapatkannya?

Ya, sampel kami dapat disediakan gratis dalam waktu 3-7 hari.

11. Bisakah kita mencetak logo kita dalam produk atau pengepakan?

Ya, semua produk dapat dibuat khusus dan semua paket dapat dicetak sebagai karya seni Anda.

12. Apa tanggal kedaluwarsa produk Anda?

Sekitar 3-5 tahun.

13. Apa persyaratan pembayaran normal Anda?

Untuk pesanan pertama, 30% t/t di muka, 70% akan dibayarkan sebelum memuat atau L/c. Kita dapat membahasnya lebih lanjut setelah beberapa kali kerja sama.

14. Apa MOQ Anda dari setiap produk?

Wajah topeng/tutup/penutup sepatu/lengan lengan setiap moq: 50.000 buah. Pakaian dan Lembar Moq: 5000 Potongan.

15. Bagaimana Anda memecahkan masalah kualitas jika ada?

Pabrik kami akan memberikan perhatian tertinggi pada masalah kualitas apa pun. Kami akan sangat menyelidiki akar penyebab masalah dan menemukan solusi terbaik untuk menghindari masalah di masa depan. Sementara itu kami akan sesuai kompensasi untuk pelanggan kami.

Foto-foto:



<https://www.china-disposable.com/products/disposable-nonwoven-lab-coat.html#.ypqsuegzauk>