

Nonwoven lipit masker wajah, masker bedah modern, perawat dan masker pelindung pasien

Deskripsi masker

- 1) masker wajah kami sangat dalam permintaan untuk kelembutan mereka, sifat higienis dan harga yang wajar.
- 2) Spun bond, SMS, Melt ditiup bahan yang digunakan
- 3) Tersedia 1ply, 2ply, 3 lapis dan 4ply
- 4) Berbagai pilihan warna: putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam
- 5) Bulk dan kemasan steril tunggal yang ditawarkan.
- 6) Harga per kuantitas

Sifat masker bedah yang modern

- 1) filtrasi Tinggi: 3-ply penawaran desain lipit, 0,05 mikron filtrasi di lebih dari 99%.
- 2) kawat aluminium Slim yang nyaman di hidung, dan mempertahankan filtrasi maksimum pada waktu yang sama.
- 3) Tie dan gaya telinga lingkaran: dua pasang ikatan polypropylene memastikan cocok nyaman; Gaya telinga lingkaran menempel cepat dan dengan loop elastis.

Istilah perdagangan masker bedah yang modern

MOQ	100.000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari

Kemasan dari masker

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;
1 * 20 GP kontainer dapat menahan 1.400.000 Pcs masker, 700 CTNs;

kontainer 1 * 40 HC dapat menahan 3.450.000 Pcs topeng, 1725 CTNs.
Atau sebagai kebutuhan Anda.

Gambar masker pelindung

