

## **dasi nonwoven masker bedah, 3 plys wajah bedah masker, pabrik untuk masker rumah sakit**

### **Sifat dasi masker bedah**

- 1) Ini resistensi yang sangat rendah untuk bernapas, bebas dari bau asing, tanpa merangsang perasaan;
- 2) Hidung bar bisa beradaptasi, nyaman, tanpa serat kaca, lateks bebas;
- 3) BFE (Bakteri efisiensi penyaringan)  $\geq 99\%$
- 4) Gunakan teknologi ultrasonik pengelasan, mengenakan nyaman.

### **Kemasan dasi masker bedah**

50 pcs / box, 2.000 pcs / ctn

Kotak ukuran: 18 \* 10 \* 10cm

Ukuran ctn: 52 \* 38 \* 42cm

### **masker bedah kami dapat mencapai mengikuti standar kualitas**

- 1) Sesuai dengan EN14683: 2005
- 2) efisiensi penyaringan bakteri (BFE%) & gt; 99%.
- 3) TIPE IIR standar, ketahanan terhadap penetrasi oleh sintesis darah 120mmHg.

### **Spesifikasi masker rumah sakit**

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
Warna	Putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam
telinga lingkaran	mengikat pada
hidung bar	Plastik atau logam
standar kualitas	TYPE IIR, EN14683 dan FDA
MOQ	100.000 pcs
Harga:	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
rincian Packing	50 pcs / box, 2.000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda

### **Foto dari bedah masker**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

