

Product details

Deskripsi bed cover dengan elastis

- 1) Set tempat tidur pakai seprai dan sarung bantal adalah pilihan yang bagus untuk ruang gawat darurat, klinik dan ruang hari perawatan pasien di rumah sakit dan fasilitas medis.
- 2) Mereka lateks bebas sehingga tidak ada kekhawatiran dengan reaksi pasien untuk seprai bahkan jika mereka sensitif lateks.
- 3) Seprai dikeluarkan dari meja atau tempat tidur dan dibuang setelah setiap pasien. Ini berarti tidak ada kemungkinan lembaran transmisi bakteri atau virus.
- 4) Memiliki berbagai pilihan untuk membantu staf menyediakan pilihan yang paling praktis dan efisien biaya untuk perawatan pasien dan kenyamanan adalah plus besar di fasilitas kesehatan apapun.

Istilah perdagangan seprai pakai, lembaran bedah

MOQ	5.000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	10,000pcs /hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Menurut kuantitas, Biasanya 30days setelah deposit

Product display

The regular shipment way



Our business process



The happy time with customers

