

Product details

Indikasi lembar transfer pasien

- 1) lembar transfer pasien digunakan untuk Re-posisi pasien.
- 2) merekomendasikan penggunaan pasien tunggal.
- 3) berat bebas tenunan kain dengan diperlakukan permukaan batin yang membantu penjaga kembali posisi tugas.
- 4) meluncur mudah dalam segala arah dan secara signifikan mengurangi gesekan dan gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan pasien.

Fitur lembar transfer pasien

Kain	Polypropylene, SMS, PP + PE
Gaya	Ultrasonik panas penyegel, dengan lubang di sisi panjang
Fungsi	Melindungi staf dan pasien dari salib-infeksi
Ukuran	195 cm * 85 cm (dapat dibuat sesuai permintaan klien)
Warna	Putih, biru, hijau, abu-abu, hitam... dll

Kemasan rincian pasien mentransfer lembar

STERILE: 1 pcs/kertas kantong plastik, 50 pcs/Ctn

Bebas-mensterilkan: 1 pcs/tas, 50 pcs/ctn

Atau sebagai kebutuhan Anda

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

