Product details

Informasi dari ambulans lembar ranjang

1) Berat Gram: 15-100gsm

2) Bahan: non woven,PP.SMS.mikro3) Gaya: dipasang atau elastis di sudut4) Warna: Putih, biru, kuning, hijau atau dll

5) Ukuran: 30 "x72".30 "X84", 31"x77". 34"x90". atau sebagai kebutuhan Anda

Istilah perdagangan pakai lembar tandu dilengkapi, dipasang lembar brankar

MOQ 5.000 pcs Harga Negotiable

Syarat T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal

pembayaran

kemampuan 10,000pcs /hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari

pasokan

waktu Menurut kuantitas, Biasanya 30days setelah deposit

pengiriman

Product display




The regular shipment way





Our business process



FAQ

Q1: .how Anda memecahkan masalah kualitas jika ada?

A: Pabrik kami akan membayar perhatian tertinggi untuk masalah kualitas.

Kami akan sangat menyelidiki penyebab akar masalah dan menemukan solusi terbaik untuk menghindari masalah di masa depan.

Sementara itu kita akan sesuai kompensasi bagi pelanggan kami.

Q2: Apa produk tanggal kedaluwarsa Anda?

A: Sekitar 3-5 tahun.

Q3: Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)? A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA. REACH dan laporan NELSON.