

PP penutup jenggot topeng, nonwoven sekali pakai jenggot masker bedah, pakai jenggot net

Parameter masker penutup jenggot

- 1) Bahan: PP non woven
- 2) Warna: Putih, biru, hijau dll
- 3) loop Telinga: lingkaran telinga elastis
- 4) Ukuran: 19 Inch, 21 Inch

Fitur pakai jenggot masker bedah

- 1) Ini resistensi yang sangat rendah untuk bernapas, bebas dari bau asing, tanpa merangsang perasaan;
- 2) loop telinga elastis bisa disesuaikan, nyaman memakai;
- 3) Shelf Life: Setidaknya 3 tahun (setelah menerima)

Kemasan jenggot bersih

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton
19 Inch	100 Pcs / PE tas, 1000 Pcs / karton	26 * 22 * 32 cm
21 Inch	100 Pcs / PE tas, 1000 Pcs / karton	52 * 23 * 26 cm

keuntungan kami

- 1) kami adalah produsen untuk jenggot bersih dengan sejarah 12 tahun, memiliki keuntungan besar dalam harga dan teknologi;
- 2) Kuat daya produksi: 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari;
- 3) penjualan Menjanjikan tim: layanan dalam 24 jam
- 4) asuransi berkualitas tinggi: ISO9001, ISO13485, CE sertifikat, FDA Terdaftar.

Gambar masker penutup jenggot



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

